

Деструктор ДИ-1



Деструктор игл ДИ-1 позволяет абсолютно безопасно утилизировать использованные иглы одноразовых шприцев и разрушает корпус шприца.

Основные преимущества прибора:

- абсолютная безопасность;
- позволяет непосредственно после инъекции производить уничтожение иглы, что снижает риски для других лиц от возможности укола использованной иглой;
- не требует снятия иглы со шприца;
- позволяет избежать дополнительных расходов на дезинфекцию игл и сбор их в специальные контейнеры для острых предметов;
- после уничтожения (сжигания) иглы получается абсолютно чистый продукт утилизации, не требующий никакой дополнительной переработки.

Принцип действия:

Игла, находящаяся на шприце вводится в отверстие на верхней поверхности устройства. Игла замыкает верхний, и расположенный на небольшом от него расстоянии, нижний электроды, в результате чего игла нагревается и начинает плавиться. Весь процесс, в зависимости от длины и диаметра иглы, занимает 2-3 сек. Остатки уничтоженных игл в виде гранул металла собираются в отдельном контейнере

Параметр: Технические характеристики:

Диаметр сжигаемой иглы	от 0,3 до 1,3 мм
Время сжигания иглы	3 сек
Напряжение	220 В, 60 Гц
Габаритные размеры	285*200*147
Масса (нетто)	3,0 кг

ООО «РЕАЛДЕНТ»

394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, 60
Тел./факс 8 4732 77-64-77, 71-49-54

www.realdentcom.ru
realdent@mail.ru